



Im Rahmen der Wartung wird u.A. sichergestellt, dass das Gerät über eine ausreichende Reinigungs- und Desinfektionsleistung verfügt. Ggf. werden Geräteeinstellungen modifiziert, um dieses zu gewährleisten. Wartungsmaßnahmen sind zu dokumentieren.

[Zitat aus der EN ISO 15883-1: Der Hersteller des Gerätes muss hierzu folgende Angaben dem Betreiber zur Verfügung stellen:

- Prüfungen bei der Wartung und die Häufigkeit, in der sie erfolgen sollten;
- die erforderlichen Handlungen, um die in Abschnitt 6 festgelegten Prüfbedingungen zu schaffen;
- Abschnitt 6: Überprüfung und Überwachung der Prozesse (Kalibration der Messfühler); Prüfung der Dosierung der Prozesschemikalien, Prüfung der Wirksamkeit der Reinigung etc.]

Bei Geräten, die mit einem chemischen Desinfektionsverfahren arbeiten, ist das Wartungsprotokoll auf die folgenden Angaben hin zu prüfen:

Desinfektionsmittel _____,
Eignung laut Herstellerangaben ja [] nein []
Wirkspektrum nach Herstellerangaben: bakterizid, fungizid,
(begrenzt) viruzid?
Konzentration, Einwirkzeit, Einwirktemperatur _____

Wie ist gewährleistet, dass die Desinfektionsparameter eingehalten werden? Sind folgende Parameter (Einstellungen) überprüft worden

- Menge (ml) Desinfektionsmittel
- Flottenvolumen (z.B. l)
- Einwirkzeit
- Temperatur

[Zitat aus EN ISO 15883-3: **4.2.2** Die Einrichtungen zur Steuerung des Volumens des/der zugegebenen Zusatzes/Zusätze müssen einstellbar sein und müssen das eingestellte Volumen mit einer Genauigkeit von $\pm 10\%$ oder besser zugeben.]

jährliche mikrobiologische Kontrollen durchgeführt ja [] nein []

Bei Geräten, die mit einem thermischen Desinfektionsverfahren arbeiten, ist das Wartungsprotokoll auf die folgenden Angaben hin zu prüfen:

Prüfung der Desinfektionsleistung (EN ISO 15883-1 und 15883-3)
 $A_0 = 60$ (Minimum) ja [] nein []

[Erläuterung: Ein $A_0 = 60$ wird als ausreichend erachtet, sofern das Steckbecken lediglich mit intakter Haut in Berührung kommt und keine hitzeresistenten humanpathogenen Keime vorhanden sind. Ein $A_0 = 600$ wird grundsätzlich empfohlen und ist obligat bei Berührung mit nicht intakter Haut, z.B. Dekubitus-Patienten). Ein $A_0 < 60$ stellt keine ausreichende Desinfektionsleistung dar. Somit





ist ein nachgeschaltetes Desinfektionsverfahren (z.B. Tauchdesinfektion) erforderlich. Ein $A_0 > 3000$ ist erforderlich, um bestimmte Bakterien oder Viren (z.B. Noroviren) abzutöten. Da diese Desinfektionsleistung von Steckbeckenspülgeräten normalerweise nicht erbracht wird, sind im Regelfall zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen erforderlich.]

Dokumentation über die Überprüfung des A_0 -Wertes liegt vor
ja [] nein []

*[Zitat EN ISO 15883-3: **5.2.3** Die Kombination von Desinfektionsdauer und Desinfektionstemperatur muss so eingestellt werden, dass der festgelegte A_0 -Wert erreicht wird.]*

5. a. Falls vom Hersteller STK vorgeschrieben nach Herstellervorgaben durchgeführt und dokumentiert?
ja [] nein []
- b. Falls keine STK vom Hersteller vorgeschrieben bzw. vorgeschriebene STK enthält nicht den vollen Prüfumfang einer BGV A3 (Vorschrift der Berufsgenossenschaft) BGV A3 durchgeführt und dokumentiert?
ja [] nein []

Unabhängig von der Art des gewählten Desinfektionsverfahrens (thermisch, chemisch) können bei nicht ausreichender Desinfektionsleistung zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen erforderlich sein. Dieses ist schriftlich zu regeln (z.B. Desinfektion bei Kontamination mit Noroviren).

Stand: Juli 2009
Angaben ohne Gewähr

3

Erlern GmbH
Brüninghoff 51
D-45659 Recklinghausen
Telefon +49 (0) 2361 / 92 92-0
Telefax +49 (0) 2361 / 92 92-92
E-Mail info@erlern.de
Internet www.erlern.de

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Clemens Erlern
Christian Erlern
Amtsgericht Recklinghausen
HRB-Nr. 2164
Steuer-Nr. 340 5706 0063
Ust-IdNr. DE 126 351 261

Bankverbindungen:
Sparkasse Vest Recklinghausen
BLZ 426 501 50
Konto 35 915
IBAN DE77 4265 0150 0000 0359 15
SWIFT-BIC. WELADED1REK

Volksbank e.G. Waltrop
BLZ 426 617 17
Konto 2 717501 100
IBAN DE44 4266 1717 2717 5011 00
SWIFT-BIC. GENODEM1WLW

National-Bank Recklinghausen
BLZ 360 200 30
Konto 695 6017
IBAN DE48 3602 003 0000 69560 17
SWIFT-BIC. NBAGDE3E

