

GETINGE
GETINGE GROUP

GETINGE WD15 CLARO
EFFIZIENZ UND DURCHBLICK VEREINT



Always with you



DER EINBLICK MACHT DEN UNTERSCHIED

Bei der Entwicklung neuer Produkte greifen wir auf unseren umfassenden Einblick in den Arbeitsalltag unserer Kunden zurück. Dieser erfolgreiche Ansatz hat uns zum Marktführer im Bereich der Reinigung, Desinfektion und Sterilisation gemacht.

Unser Ziel bei der Konzeption des Getinge WD15 Claro war die Entwicklung eines optimalen Untertisch-Reinigungs- und Desinfektionsgerätes für Stationen, Kliniken und Zahnarztpraxen. Dabei wollten wir eine bestmögliche Effizienz, Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit bieten.

Das Ergebnis: ein leistungsstarkes, schnelles und – mit Verlaub gesagt – optisch ziemlich ansprechendes Gerät namens Claro.

Dieser Spitzname leitet sich von seiner wohl größten Besonderheit ab, die noch einmal eine andere Art von „Einblick“ gewährt: Dank Glasfenster und Kammerbeleuchtung haben Sie freie Sicht auf alles, was während des Prozesses im Inneren geschieht.

ANFORDERUNGSGERECHTE KAPAZITÄT

Als kompaktes Untertischgerät eignet sich der Claro ideal für Zahnarztpraxen, die Platz sparen möchten. Selbstverständlich lässt er sich problemlos mit den Tisch-Sterilisatoren und -Durchlaufsiegelgeräten von Getinge kombinieren. Auch hier ist ein umfassendes Angebot an praktischem Zubehör verfügbar.



Einzigartige Kammerkonstruktion

Dank der durchdachten Positionierung der Wasser- und Luftanschlüsse besitzt die Kammer ein großes Fassungsvermögen. Der Wagen bietet eine beinahe zu 100 % nutzbare Fläche.

Durchdachtes, selbstschließendes System

Dank des durchdachten selbstschließenden Mechanismus für das Anschlussystem des Sprüharms können der obere Wagen und der zugehörige Sprüharm entfernt werden, um Platz für größere Objekte zu schaffen, ohne die Reinigungseffizienz zu beeinträchtigen.

Die Sprüharme lassen sich durch einen einfachen Handgriff an beiden Enden öffnen und erleichtern die Wartung des Claro.





VIP (View-In-Process) Glasfenster

Für zusätzliche Sicherheit haben Sie dank Glasfenster und Beleuchtung stets freie Sicht auf den Prozess. So sehen Sie auf einen Blick, ob sich die Sprüharme ordnungsgemäß drehen und die Produkte richtig gereinigt werden.

Integrierte Heißlufttrocknung

Auf die Spül-, Reinigungs- und Desinfektionsphasen folgt eine zusätzliche integrierte Trocknungsphase mit HEPA Filter 13, in der die Produkte schnell und effizient getrocknet werden.

Drucküberwachung der Pumpe

Weitere Sicherheit bietet der Drucksensor der Umwälzpumpe. Er stoppt den Prozess und erzeugt einen Fehlercode, wenn der Wasserdruck nicht korrekt ist.

Leicht zu bedienen

Das Steuerungssystem PACS 350 ist absolut benutzerfreundlich, und die Programmeinstellungen lassen sich über das Bedienfeld problemlos ändern.

Dokumentation via Drucker oder NetCom

Ein Drucker oder eine NetCom-Lösung mit USB-Anschluss für detaillierte Prozessberichte ist optional verfügbar. Außerdem lässt sich der Claro über NetCom an T-DOC, das umfassende Instrumentenmanagement von Getinge anschließen.

Übersichtliches Display

Das Gerät verfügt über eine Selbstdiagnosefunktion. Programm, Phase, Kammertemperatur, Fehlercodes und die verbleibende Zeit werden auf dem Display angezeigt. So kann jeder Schritt des Prozesses verfolgt werden. Somit wird die Handhabung vereinfacht.

Wrasenkondensator

Dank einer intelligenten Lösung mit Kondensatkühlung ist kein Anschluss an ein Abluftsystem erforderlich. So gelangt weniger Feuchtigkeit in den Raum, und die Installation wird vereinfacht.

ZUBEHÖR FÜR JEDEN BEDARF

Getinge bietet ein gut abgestimmtes Zubehörsortiment und Lösungen für die Wiederaufbereitung von Produkten jeder Art.

UNTERER BASISWAGEN

Mit Halter für größere Güter.
Kapazität: 2 SPRI II (340 x 250 x 70 mm)
oder 2 DIN 1/1 (480 x 250 x 50).
Freie Ladehöhe:
320 mm inkl. oberem Reinigungswagen
490 mm ohne oberen Reinigungswagen
Grundfläche: 520 x 496 mm
Art.-Nr. 503014600



OBERER BASISWAGEN

Kapazität: 2 SPRI II (340 x 250 x 70
mm) oder 2 DIN 1/1 (480 x 250 x 50).
Freie Beladehöhe: 110 mm
Art.-Nr. 503013400



INSTRUMENTENRAMPE

Mit 10 Einsteckhaltern für Instrumente. Fünf
Einsteckhalter sind für Instrumente mit einem
Außendurchmesser von 16 mm, weitere 5 für
Instrumente mit einem Außendurchmesser von
20 mm vorgesehen. Ein Feinfilter ist enthalten.
(Die in den Abbildungen gezeigten Instrumente
sind nicht enthalten.)
Art.-Nr. 503043200



DENTAL-SET

Enthält 1 Einsatzgestell für 9 Tablett, 1 SPRI III-
Instrumententablett und 1 feinmaschigen Korb
mit Abdeckung für Kleinteile.
(Die abgebildeten Tablett sind nicht enthalten.)
Art.-Nr.: 502795400



IN ZWEI FARBEN ERHÄLTlich

Der Claro ist in blau oder weiß im Edelstahlrahmen verfügbar. Für eine ergonomischere Arbeitshöhe können beide Varianten mit einem 55 cm hohen Unterschrank geliefert werden.



TECHNISCHE DATEN	
Design	Blau oder weiß
Abmessungen außen	600 x 620 x 850 mm (B x T x H)
Abmessungen innen	536 x 536 x 520 mm (B x T x H)
Gewicht	92 kg
Fassungsvermögen	150 L
Material Kammer/Verkleidung	AISI 316L/AISI 304L/galvanisiert
Kommunikationsanschluss	RS232 und RS485
Elektrische Anschlüsse	Ein- oder dreiphasig 50/60 Hz 200 V, 208 V, 220-230 V, 240 V oder 400 V
Heizelement	Wasser 6,3 kW; Trockner 2,8 kW
Wasseranschluss	Kalt und warm
Dosierpumpen	2
Dosiermittelkontrolle	Ja (Standard)
Umwälzpumpe	380 l/min
Geräuschpegel	< 60 dBA
Normen und Richtlinien	EN ISO 15883, MDD, ELT/SEMKO, EMC
Optional	Unterschrank 2 zusätzliche Dosierpumpen mit Dosiermittelkontrolle Wasserenthärter Externer Drucker NetCom-Bluebox T-DOC (Instrumentenmanagementsystem)



UMFASSENDE LÖSUNGEN ZUR INFEKTIONSKONTROLLE

Getinge ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für effektive Reinigung, Desinfektion und Sterilisation im Gesundheitswesen und auf dem Gebiet der Life Sciences. Wir sind darauf spezialisiert, unseren Kunden besseren Nutzen zu geringeren Kosten zu bieten. Dies erreichen wir, indem wir gut durchdachte und maßgeschneiderte Lösungen liefern. Wir begleiten unsere Kunden während des gesamten Ablaufs – von der Planung über die Aus- und Weiterbildung und Dokumentation bis hin zum Support – und bieten umfassende Lösungen, langfristiges Engagement und globale Präsenz. Getinge – Always with you

Getinge Skärhamn

Industrivägen 5
SE-471 31 Skärhamn
Phone: + 46 10 335 02 00
Fax: + 46 10 335 02 29
info@seska.getinge.com
www.skarhamn.getinge.com

GETINGE
GETINGE GROUP

www.getinge.com

Die GETINGE GROUP zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Bereich der Gesundheitsversorgung. Die medizintechnischen Produkte und Lösungen der Unternehmensgruppe tragen entscheidend zur Qualitätssteigerung und Kostensenkung im Gesundheitswesen bei und werden unter den Marken ArjoHuntleigh, GETINGE und MAQUET angeboten. **ArjoHuntleigh** konzentriert sich auf Lösungen für die Patientenmobilität und die Wundversorgung. **GETINGE** bietet im Gesundheitswesen Lösungen für die Infektionskontrolle an und in den Forschungseinrichtungen für die Kontaminationsvorbeugung. **MAQUET** ist auf Lösungen, Therapien und Produkte für chirurgische Eingriffe und die Intensivpflege spezialisiert.